

AGELOC® GALVANIC SPA® Snelstartgids

Tover in slechts 5 minuten een jeugdige uitstraling tevoorschijn én geef je haar ook een flinke boost.

De ageLOC Galvanic Spa is een verzorgingsapparaat dat gebruikmaakt van galvanische stroom om de conditie van je huid en haar zichtbaar te verbeteren.

Met onderstaande tabel kun je heel handig het juiste opzetstuk en de bijhorende producten kiezen voor je galvanische ervaring.

PRODUCT EN VOORDELEN		OPZETSTUK	KEUZEKNOP BEHANDELINGEN	GEBRUIK
<p>ageLOC Galvanic Spa Facial Gels Deze gels hebben een verstevigende en liftende werking waarbij tegelijkertijd onzuiverheden worden verwijderd en lijntjes en rimpels een stuk minder zichtbaar worden*.</p>		<p>ageLOC Face Conductor</p> 	<p>Pre-Treat Gel Treatment Gel</p> 	<p>De behandelduur is 5 minuten per stap (in dit geval 2 stappen). 2-3 keer per week gebruiken.</p>
<p>Tru Face® Line Corrector Hiermee kun je de fijne lijntjes en rimpels rondom je mond, ogen en op je voorhoofd op doeltreffende wijze aanpakken en verzachten.</p>		<p>Focus Area Conductor</p> 		<p>Sessie van 5 minuten. Rondom de ogen: 1-2 minuten. Grotere oppervlakken: 3-5 minuten. Gebruik tweemaal per dag, elke ochtend en avond.</p>
<p>ageLOC Body Shaping Gel Hiermee kun je de huid van je armen, dijen, buik en billen zichtbaar verstevigen en gladder maken.</p>		<p>Body Conductor</p> 		<p>Elke zone: 5 minuten. Driemaal per week gebruiken.</p>
<p>ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum Dit product verstevigt dun en futloos haar, en voedt en revitaliseert tegelijkertijd de hoofdhuid.</p>		<p>Scalp Conductor</p> 		<p>Sessie van 2 minuten. Gebruik tweemaal per dag, in de ochtend en in de avond.</p>

*Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie in 2020 gebaseerd op een gerandomiseerde, enkelblinde in vivo studie van 4 weken onder 30 vrouwelijke deelnemers die het systeem driemaal per week gebruikten.

LET OP: Deze gids is niet bedoeld om je alle benodigde informatie te verschaffen over hoe je je apparaat moet bedienen of een behandeling moet uitvoeren. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door alvorens je ageLOC Galvanic Spa-apparaat en de bijbehorende producten te gebruiken. Als je zwanger bent, een gevoelige huid of een huidaandoening hebt, een pacemaker of vergelijkbaar apparaat hebt, aan epilepsie lijdt, een beugel draagt, of metalen implantaat hebt, dien je een arts te raadplegen alvorens de ageLOC Galvanic Spa te gebruiken. NIET gebruiken op de geïrriteerde huid, plekken met gesprongen haarvatjes of een ontstoken of open wond. NIET langer gebruiken dan de tijdsduren en frequenties zoals hierboven aangegeven.

Dit schoonheidsapparaat is mogelijk niet geschikt voor alle gebruikers of alle huidtypes. Als er zich een reactie optreedt, dien je het gebruik onmiddellijk te staken.